

IDEAGRAFICA S.r.l.

IMPIANTO DI PROPRIETÀ/OWNER

BIOFARMA

PRODOTTO/PRODUCT		CODICE/CODE		IDG FUST.	TRACCIATO/ DIE CUT NUMBER	DIMENSIONI/SIZE	DIMENSIONE PIEG./ FOLDED SIZE	
Esoxx One 20 stick Italia		12014109104305013				126x115	42x115	
N. COLORI/ No OF COLORS	COLOR 1	COLOR 2	COLOR 3	COLOR 4	COLOR 5	COLOR 6	COLOR 7	
1/1	NERO							
DATA/DATE	IDG N°:	OPERATOR	TESTO BRAILLE/BRAILLE TEXT			LAETUS	CARTONE/CARTON TYPE	
25/01/21	P6572c1	ELENA					UM 60 GR.	

"SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LA PRESENTE BOZZA.
NON CI ASSUMIAMO RESPONSABILITÀ SUCCESSIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE DELLA STESSA DA PARTE DEL CLIENTE"

Esoxx One

Stick monodose

Dispositivo medico per il trattamento del reflusso gastro-esofageo

INDICAZIONI: ESQXX ONE è un dispositivo medico ad azione meccanica che consente di ridurre rapidamente i sintomi correlati al reflusso gastro-esofageo quali: Piroisi, Dolore epigastrico, Rigurgito acido, Tosse irritativa, Disfonia.

La Malattia da Reflusso Gastro-esofageo, spesso abbreviata come MRGE (in inglese GERD, Gastro-Esophageal Reflux Disease), è caratterizzata da sintomi (pirosi, rigurgito acido, tosse irritativa, disfonia) che possono essere associati o meno a lesioni infiammatorie erosive della mucosa esofagea. La MRGE è in genere esacerbata dalla posizione supina, quindi i sintomi possono accentuarsi durante il riposo notturno.

ESQXX ONE è una associazione di acido ialuronico e condroitin-solfato, in grado di esercitare un meccanismo di difesa della mucosa gastro-esofagea originale ed innovativo.

La presenza nella formulazione di **ESQXX ONE** di un componente ad alta capacità bioadesiva (poloxamer 407), favorendo la permanenza del contatto con la superficie della parete esofagea dell'acido ialuronico e del condroitin-solfato, contribuisce all'effetto protettivo nei confronti dell'azione dell'acido cloridrico prodotto dallo stomaco.

Il condroitin-solfato possiede inoltre un'azione favorente i processi riparativi della mucosa gastro-esofagea.

COMPOSIZIONE: Acido ialuronico, condroitina solfato, polivinilpirrolidone, xilitolo, sodio benzoato, potassio sorbato, aroma uva, acqua demineralizzata, poloxamer 407.

CONFEZIONE: 20 stick (bustine monodose) da 10 ml.

DOSI E MODALITÀ D'USO: uno stick (bustina monodose) dopo i pasti principali e al momento di coricarsi o secondo consiglio medico. La soluzione può essere bevuta direttamente dallo stick.

CONTROINDICAZIONI: Nessuna in particolare, salvo casi di ipersensibilità nei confronti di uno dei suoi componenti. In tale circostanza interrompere il trattamento e contattare il proprio medico. Anche se non sono conosciuti effetti collaterali, si consiglia di non utilizzare il prodotto durante la gravidanza o nei primi mesi dell'allattamento. In ogni caso, consultare prima il proprio medico.

Non sono note interazioni con altri prodotti per via orale.

AVVERTENZE: Non eccedere le dosi consigliate. Se le manifestazioni dovessero persistere consultare il proprio medico. Non essendo disponibili dati clinici sui bambini al di sotto dei 12 anni, non somministrare il prodotto a bambini al di sotto dei 12 anni. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore. Non congelare. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Fabbricante: Apharm srl - via Roma, 26 - 28041 - Arona - Italy

Distributore: **Alfasigma S.p.A.**
Via Ragazzi del '99, n. 5 - 40133 Bologna (BO)



Rev. 06 - 11/2020

ALFASIGMA 

The Alfasigma logo is a stylized, three-dimensional geometric shape, possibly a cube or a similar polyhedron, rendered in a dark color.

45001170
P6572c1 - IDG 01/21